

SEZNAM VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍM ODD.

Referenční hodnoty jednotlivých vyšetření byly převzaty z datového číselníku Ministerstva zdravotnictví ČR, z doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a z doporučení výrobce reagentů.
Stability jednotlivých materiálů byly převzaty z doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP.


Aktivovaný parciální tromboplastinový test

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Poruchy srážlivosti krve z nedostatku koagulačních faktorů, monitorování léčby heparinem
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h, při léčbě heparinem je nutno vzorek zpracovat do 1 h.
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
Pohotovost:	ano
Parametry:	Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT), Aktivovaný parciální tromboplastinový test – Poměr (APTT.R), Aktivovaný parciální tromboplastinový test – Kontrola (APTT.K)
Referenční meze:	

APTT – poměr (APTT.R)				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1M	0,8 – 1,5	-
M,F	1M	1R	0,8 – 1,3	-
M,F	1R	11R	0,8 – 1,2	-
M,F	11R	16R	0,8 – 1,3	-
M,F	16R	150R	0,8 – 1,2	-

Antitrombin

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Akutní a recidivující venózní trombózy, DIC, nedostatek antitrombinu (familiární, indukovaný heparinem), získané koagulopatie, hepatopatie, monitorování substituční léčby antitrombinem
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
Pohotovost:	ano

Hematologicko-transfuzní oddělení Karla Čapka 589 397 01 Písek	
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA	Verze: 08 Příloha č. 1

Parametry: Aktivita antitrombinu (ATIII)
Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1M	40,0 – 90,0	%
M,F	1M	6R	80,0 – 140,0	%
M,F	6R	11R	90,0 – 130,0	%
M,F	11R	16R	75,0 – 135,0	%
M,F	16R	150R	80,0 – 120,0	%

Anti-Xa aktivita heparinu

Laboratoř: **Hemokoagulační**
Indikace: Monitorování léčby nízkomolekulárními hepariny
Biologický materiál: nesrážlivá krev
Odběrový systém: 1x zkumavka 2 ml
 plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette **modrá**)
Vzorek musí být odebrán po 2–4 hodinách, optimálně po 3 hodinách, od podkožní aplikace LMWH!
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 1 h
Dostupnost: denně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ano
 - *CITO:* ano
Pohotovost: ano
Parametry: Anti-Xa aktivita heparinu (-XA)
Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze		Jednotky
	Od	do	Preventivní rozmezí	Terapeutické rozmezí	
M, F	0D	150R	0,2 – 0,4	0,5 – 1,2	UI/ml

APC rezistence

Laboratoř: **Hemokoagulační**
Indikace: Potvrzení nejčastější dědičné poruchy spojené s hlubokou žilní trombózou způsobenou tzv. leidskou mutací, vzácně rezistence na aktivovaný protein C jiného původu.
Biologický materiál: nesrážlivá krev
Odběrový systém: 3x zkumavka 2 ml nebo 2x zkumavka 4 ml
 plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette **modrá**)
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost: 1x (příp. 2x) měsíčně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ne
 - *CITO:* ne
Pohotovost: pouze příjem materiálu
Parametry: APC rezistence (APCR)

Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	2,0 – 4,0	-

Toto vyšetření patří do souboru trombofilních markerů (faktor VIII, protein C, protein S, APC rezistence). K souboru trombofilních markerů je doporučeno dovyšetřit koagulační screening (PT, APTT, FIB, ATIII, TT, DDI).

D-Dimery

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Vyloučení trombembolické příhody (hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC)
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
Pohotovost:	ano
Parametry:	Koncentrace D-dimerů (DDI)
Referenční meze:	

Pohlaví	Věk		Referenční meze		Jednotky
	od	do			
M,F	0D	1M	0,0	2,50	mg/l FEU
M,F	1M	50R	0,0	0,50	mg/l FEU
M,F	50R	55R	0,0	0,55	mg/l FEU
M,F	55R	60R	0,0	0,60	mg/l FEU
M,F	60R	65R	0,0	0,65	mg/l FEU
M,F	65R	70R	0,0	0,70	mg/l FEU
M,F	70R	75R	0,0	0,75	mg/l FEU
M,F	75R	80R	0,0	0,80	mg/l FEU
M,F	80R	150R	0,0	0,99	mg/l FEU

Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky

Laboratoř:	Morfologie krve
Indikace:	Změny v krevním obraze ve smyslu výrazného nebo náhlého snížení či zvýšení krevních elementů, změny v krevním obraze nejasného původu, hematoonkologická onemocnění nebo podezření na ně, některé infekce, různá hematologická onemocnění
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s K ₃ EDTA nebo s K ₂ EDTA (např. zkumavka Vacutette fialová)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 5 h
Dostupnost:	denně

Zvláštní režim:

- STATIM: dle domluvy
- CITO: ne

Pohotovost: dle domluvy

Parametry: Podíl neutrofilních segmentů (N.SE/M), Podíl neutrofilních tyčí (N.BN/M), Podíl eozinofilů (EO/M), Podíl bazofilů (BA/M), Podíl monocytů (MO/M), Podíl lymfocytů (LY/M), Podíl reaktivních forem lymfocytů (RFLY), Podíl promyelocytů (PROMY), Podíl metamyelocytů (METAMY), Podíl myelocytů (MYELO), Podíl atypických lymfocytů (AT.LYM), Podíl lymfoblastů (LYM.BL), Podíl blastů (BLAST), Počet normoblastů na 100 buněk (NBL), Podíl prolymfocytů (PROLYMFO), Podíl plazmatických buněk (PLB).
Vyhodnocení morfologie krevních elementů.

Referenční meze:

<i>Podíl neutrofilních segmentů (N.SE/M)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		51,0 – 71,0	%
M,F	12 hodin		58,0 – 78,0	%
M,F	24 hodin		51,0 – 71,0	%
M,F	2D	1T	35,0 – 55,0	%
M,F	1T	2T	30,0 – 50,0	%
M,F	2T	1M	25,0 – 45,0	%
M,F	1M	6M	22,0 – 45,0	%
M,F	6M	1R	21,0 – 42,0	%
M,F	1R	2R	21,0 – 43,0	%
M,F	2R	4R	23,0 – 52,0	%
M,F	4R	6R	32,0 – 61,0	%
M,F	6R	8R	41,0 – 63,0	%
M,F	8R	10R	43,0 – 64,0	%
M,F	10R	15R	44,0 – 67,0	%
M,F	15R	150R	47,0 – 70,0	%

<i>Podíl neutrofilních tyčí (N.BN/M)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 4,0	%

<i>Podíl eozinofilních segmentů (EO/M)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1D	0,0 – 4,0	%
M,F	1D	1T	0,0 – 8,0	%
M,F	1T	8R	0,0 – 7,0	%
M,F	8R	10R	0,0 – 4,0	%
M,F	10R	15R	0,0 – 7,0	%
M,F	15R	150R	0,0 – 5,0	%

<i>Podíl bazofilních segmentů (BA/M)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	15R	0,0 – 2,0	%
M,F	15R	150R	0,0 – 1,0	%

<i>Podíl monocytů (MOM)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		2,0 – 10,0	%
M,F	12 hodin		1,0 – 9,0	%
M,F	24 hodin		2,0 – 10,0	%
M,F	2D	2T	3,0 – 15,0	%
M,F	2T	6M	1,0 – 13,0	%
M,F	6M	6R	1,0 – 9,0	%
M,F	6R	8R	0,0 – 9,0	%
M,F	8R	10R	0,0 – 8,0	%
M,F	10R	15R	0,0 – 9,0	%
M,F	15R	150R	2,0 – 10,0	%

<i>Podíl lymfocytů (LYM)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		21,0 – 41,0	%
M,F	12 hodin		16,0 – 32,0	%
M,F	24 hodin		21,0 – 41,0	%
M,F	2D	1T	31,0 – 51,0	%
M,F	1T	2T	38,0 – 58,0	%
M,F	2T	1M	46,0 – 66,0	%
M,F	1M	6M	46,0 – 71,0	%
M,F	6M	1R	51,0 – 71,0	%
M,F	1R	2R	49,0 – 71,0	%
M,F	2R	4R	40,0 – 69,0	%
M,F	4R	6R	32,0 – 60,0	%
M,F	6R	8R	29,0 – 52,0	%
M,F	8R	10R	28,0 – 49,0	%
M,F	10R	15R	25,0 – 48,0	%
M,F	15R	150R	20,0 – 45,0	%

Diferenciální rozpočet leukocytů na analyzátoru – 5populační

<i>Laboratoř:</i>	Morfologie krve
<i>Indikace:</i>	Onemocnění krve, sekundární změny – podrobnější vyšetření, monitorace změn počtu krevních elementů
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml plast s K ₃ EDTA nebo s K ₂ EDTA (např. zkumavka Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 5 h
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Podílu neutrofilních segmentů (N.SEG.), Podíl eozinofilů (EO), Podíl bazofilů (BASO), Podíl monocytů (MONO), Podíl lymfocytů (LYMFO) na hematologickém analyzátoru

Referenční meze:

<i>Podíl neutrofilních granulocytů (N.SEG.)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		51,0 – 75,0	%
M,F	12 hodin		58,0 – 82,0	%
M,F	24 hodin		51,0 – 75,0	%
M,F	2D	1T	35,0 – 59,0	%
M,F	1T	2T	30,0 – 54,0	%
M,F	2T	1M	25,0 – 49,0	%
M,F	1M	6M	22,0 – 49,0	%
M,F	6M	1R	21,0 – 46,0	%
M,F	1R	2R	21,0 – 47,0	%
M,F	2R	4R	23,0 – 56,0	%
M,F	4R	6R	32,0 – 65,0	%
M,F	6R	8R	41,0 – 67,0	%
M,F	8R	10R	43,0 – 68,0	%
M,F	10R	15R	44,0 – 71,0	%
M,F	15R	150R	45,0 – 70,0	%

<i>Podíl eozinofilních segmentů (EO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1D	0,0 – 4,0	%
M,F	2D	1T	0,0 – 8,0	%
M,F	1T	8R	0,0 – 7,0	%
M,F	8R	10R	0,0 – 4,0	%
M,F	10R	15R	0,0 – 7,0	%
M,F	15R	150R	0,0 – 5,0	%

<i>Podíl bazofilních segmentů (BASO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 2,0	%

<i>Podíl monocytů (MONO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		2,0 – 10,0	%
M,F	12 hodin		1,0 – 9,0	%
M,F	24 hodin		2,0 – 10,0	%
M,F	2D	2T	3,0 – 15,0	%
M,F	2T	6M	1,0 – 13,0	%
M,F	6M	6R	1,0 – 9,0	%
M,F	6R	8R	0,0 – 9,0	%
M,F	8R	10R	0,0 – 8,0	%
M,F	10R	15R	0,0 – 9,0	%
M,F	15R	150R	2,0 – 12,0	%

<i>Podíl lymfocytů (LYMFO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		21,0 – 41,0	%
M,F	12 hodin		16,0 – 32,0	%
M,F	24 hodin		21,0 – 41,0	%
M,F	2D	1T	31,0 – 51,0	%
M,F	1T	2T	38,0 – 58,0	%
M,F	2T	1M	46,0 – 66,0	%
M,F	1M	6M	46,0 – 71,0	%
M,F	6M	1R	51,0 – 71,0	%
M,F	1R	2R	49,0 – 71,0	%
M,F	2R	4R	40,0 – 69,0	%
M,F	4R	6R	32,0 – 60,0	%
M,F	6R	8R	29,0 – 52,0	%
M,F	8R	10R	28,0 – 49,0	%
M,F	10R	15R	25,0 – 48,0	%
M,F	15R	150R	20,0 – 45,0	%

<i>Nezralé granulocyty (IG)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	1M	3M	0 – 0,9	%
M,F	4M	6M	0 – 0,5	%
M,F	7M	2R	0 – 0,9	%
M,F	3R	5R	0 – 0,8	%
M,F	6R	15R	0 – 0,3	%
M,F	16R	150R	0 – 0,6	%

<i>Aktivované lymfocyty (HFLC)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0R	150R	0 – 0,4	%

<i>Absolutní počet granulocytů (APGRAN)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		4,6 – 22,2	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		7,5 – 15,9	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		4,8 – 25,4	10 ⁹ /l
M,F	2D	1T	1,8 – 11,8	10 ⁹ /l
M,F	1T	2T	1,5 – 10,8	10 ⁹ /l
M,F	2T	1M	1,3 – 8,8	10 ⁹ /l
M,F	1M	6M	1,1 – 9,6	10 ⁹ /l
M,F	6M	1R	1,3 – 8,1	10 ⁹ /l
M,F	1R	2R	1,3 – 8,2	10 ⁹ /l
M,F	2R	4R	1,3 – 9,5	10 ⁹ /l
M,F	4R	6R	1,6 – 10,1	10 ⁹ /l
M,F	6R	8R	1,9 – 9,7	10 ⁹ /l
M,F	8R	10R	1,9 – 9,1	10 ⁹ /l
M,F	10R	15R	2,0 – 9,6	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	2,0 – 7,0	10 ⁹ /l

<i>Absolutní počet eozinofilů (APEOS)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		0,0 – 1,2	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		0,0 – 1,5	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		0,0 – 1,4	10 ⁹ /l
M,F	2D	1T	0,0 – 1,7	10 ⁹ /l
M,F	1T	6M	0,0 – 1,4	10 ⁹ /l
M,F	6M	2R	0,0 – 1,2	10 ⁹ /l
M,F	2R	4R	0,0 – 0,5	10 ⁹ /l
M,F	4R	6R	0,0 – 1,1	10 ⁹ /l
M,F	6R	8R	0,0 – 1,0	10 ⁹ /l
M,F	8R	10R	0,0 – 0,5	10 ⁹ /l
M,F	10R	15R	0,0 – 1,0	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	0,0 – 0,5	10 ⁹ /l

<i>Absolutní počet bazofilů (APBASO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		0,0 – 0,6	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		0,0 – 0,8	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		0,0 – 0,7	10 ⁹ /l
M,F	2D	6M	0,0 – 0,4	10 ⁹ /l
M,F	6M	15R	0,0 – 0,3	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	0,0 – 0,2	10 ⁹ /l

<i>Absolutní počet monocytů (APMONO)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		0,2 – 3,0	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		0,1 – 3,4	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		0,2 – 3,4	10 ⁹ /l
M,F	2D	1T	0,2 – 3,2	10 ⁹ /l
M,F	1T	2T	0,2 – 3,0	10 ⁹ /l
M,F	2T	1M	0,5 – 2,5	10 ⁹ /l
M,F	1M	6M	0,1 – 2,5	10 ⁹ /l
M,F	6M	2R	0,1 – 1,6	10 ⁹ /l
M,F	2R	4R	0,6 – 1,5	10 ⁹ /l
M,F	4R	6R	0,5 – 1,4	10 ⁹ /l
M,F	6R	8R	0,0 – 1,3	10 ⁹ /l
M,F	8R	10R	0,0 – 1,1	10 ⁹ /l
M,F	10R	15R	0,0 – 1,2	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	0,08 – 1,20	10 ⁹ /l

<i>Absolutní počet lymfocytů (APLYMF)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		1,9 – 2,3	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		2,1 – 12,2	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		2,0 – 13,9	10 ⁹ /l
M,F	2D	1T	1,6 – 10,7	10 ⁹ /l
M,F	1T	2T	1,9 – 11,6	10 ⁹ /l
M,F	2T	1M	2,3 – 12,9	10 ⁹ /l
M,F	1M	6M	2,3 – 13,8	10 ⁹ /l

M,F	6M	1R	3,1 – 12,4	10 ⁹ /l
M,F	1R	2R	2,9 – 12,4	10 ⁹ /l
M,F	2R	4R	2,2 – 11,7	10 ⁹ /l
M,F	4R	6R	1,6 – 9,3	10 ⁹ /l
M,F	6R	8R	1,3 – 7,5	10 ⁹ /l
M,F	8R	10R	1,3 – 6,6	10 ⁹ /l
M,F	10R	15R	1,1 – 6,5	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	0,8 – 4,0	10 ⁹ /l

Ethanolgelifikační test

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Poruchy srážlivosti krve – test je pozitivní u stavů, u nichž dochází k urychlení fibrinolýzy (DIC, primární hyperfibrinolýza, plicní embolie, některé rozsáhlé trombózy, sepse, stres, šok apod.)
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ne
Pohotovost:	ano
Parametry:	Ethanolgelifikační test plazmy (ETANOLH)
Referenční meze:	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky	Pozn.
	Od	do			
M, F	0D	150R	neg	-	

Euglobulinová lýza

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Poruchy srážlivosti krve, podezření na hyperfibrinolýzu, DIC
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat ihned, transport v chladu, plazma stabilní 30 min při 2 – 8°C
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ne
- CITO:	ne
Pohotovost:	ne
Parametry:	Doba euglobulinové lýzy koagula v plazmě (FIBLYZ)

Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	18R	> 120	min
M,F	18R	150R	> 180	min

Faktor VIII

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Určení a monitorování závažnosti krvácivých chorob
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	3x zkumavka 2 ml nebo 2x zkumavka 4 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	1x (příp. 2x) měsíčně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ne
- CITO:	ne
Pohotovost:	pouze příjem materiálu
Parametry:	Aktivita faktoru VIII (FVIII)
Referenční meze:	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1D	60 – 140	%
M,F	1D	1M	60 – 125	%
M,F	1M	1R	55 – 100	%
M,F	1R	150R	50 - 150	%

Toto vyšetření patří do souboru trombofilních markerů (faktor VIII, protein C, protein S, APC rezistence). K souboru trombofilních markerů je doporučeno dovyšetřit koagulační screening (PT, APTT, FIB, ATIII, TT, DDI).

Fibrinogen

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Poruchy srážlivosti krve, získané koagulopatie (např. DIC, při onemocněních jater), vrozené koagulopatie (dysfibrinogenemie)
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
Pohotovost:	ano
Parametry:	Koncentrace fibrinogenu (FIB)

Referenční meze:


Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1R	1,50 – 3,40	g/l
M,F	1R	6R	1,70 – 4,00	g/l
M,F	6R	11R	1,55 – 4,00	g/l
M,F	11R	16R	1,55 – 4,50	g/l
M,F	16R	18R	1,60 – 4,20	g/l
M,F	18R	150R	1,80 – 4,20	g/l

Hemolytické onemocnění novorozence v AB0 systému

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Vyšetření inkompatibility ABO mezi matkou a dítětem a protilátek v ABO systému u novorozence
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá žilní nebo pupečnicková krev - u žilní krve množství přiměřené hmotnosti dítěte
<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo s K ₂ EDTA (např. zkumavka Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 h
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	AB0 HON protilátky (AB0 HON), Nepravidelné protilátky (NP), Enzymatický test (ET), Nepřímý antiglobulinový test (NAT), Přímý antiglobulinový test (PAT), AB0 HON – erythrocyty 0 (HON ery 0) a AB0 HON – erythrocyty A nebo AB0 HON – erythrocyty B (HON ery A/HON ery B)
<i>Referenční meze:</i>	neg, poz

Hepatitis B (HBsAg)

<i>Laboratoř:</i>	Virologická a poodběrová
<i>Indikace:</i>	Podezření či kontrola na infekci způsobenou virem hepatitidy B - vyšetření transfuzních přípravků, vyšetření u těhotných, u onemocnění jater
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml bez gelu nebo plast s aktivátorem srážení (např. Vacuette červená) nebo 1 x zkumavka 2 ml, plast s K ₂ EDTA nebo K ₃ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 h
<i>Dostupnost:</i>	1x týdně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ne
- <i>CITO:</i>	ne

Hematologicko-transfuzní oddělení Karla Čapka 589 397 01 Písek	
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA	Verze: 08 Příloha č. 1

Pohotovost: pouze příjem materiálu
Parametry: Australský antigen v séru – povrchový antigen viru hepatitidy B (HBSAG)
Referenční meze: **neg < cut-off < reakt**
Reaktivní výsledky jsou confirmovány v Národní referenční laboratoři pro hepatitidy SZÚ


Hepatitis C (Anti-HCV)

Laboratoř: **Virologická a poodběrová**
Indikace: Podezření či kontrola na infekci způsobenou virem hepatitidy C - vyšetření transfuzních přípravků, vyšetření u těhotných, u onemocnění jater

Biologický materiál: srážlivá i nesrážlivá krev
Odběrový systém: 1x zkumavka 2 ml bez gelu nebo plast s aktivátorem srážení (např. Vacuette **červená**) nebo
 1 x zkumavka 2 ml, plast s K₂EDTA nebo K₃EDTA (např. Vacutette **fialová**)
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 24 h
Dostupnost: 1x týdně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ne
 - *CITO:* ne
Pohotovost: pouze příjem materiálu
Parametry: Protilátky proti viru hepatitidy C a kapsidový antigen viru HCV (HCV)
Referenční meze: **neg < cut-off < reakt**
Reaktivní výsledky jsou confirmovány v Národní referenční laboratoři pro hepatitidy SZÚ

HIV screeningový test (Anti-HIV 1,2 + p24)

Laboratoř: **Virologická a poodběrová**
Indikace: Podezření či kontrola na HIV infekci - vyšetření transfuzních přípravků, vyšetření u těhotných, imunodeficitní stavy nebo podezření na ně
Biologický materiál: srážlivá i nesrážlivá krev
Odběrový systém: 1x zkumavka 2 ml bez gelu nebo plast s aktivátorem srážení (např. Vacuette **červená**) nebo
 1 x zkumavka 2 ml, plast s K₂EDTA nebo K₃EDTA (např. Vacutette **fialová**)
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 24 h
Dostupnost: 1x týdně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ne
 - *CITO:* ne
Pohotovost: pouze příjem materiálu
Parametry: Protilátky proti viru HIV-1,2 a antigen p24 viru HIV (HIV)
Referenční meze: **neg < cut-off < reakt**
Reaktivní výsledky jsou confirmovány v Národní referenční laboratoři pro HIV SZÚ

Hematologicko-transfuzní oddělení Karla Čapka 589 397 01 Písek	
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA	Verze: 08 Příloha č. 1

Chladové protilátky

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Vyšetření titru chladových protilátek u pacientů s AIHA nebo s podezřením na AIHA
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 4-6 ml nebo 2-3 zkumavky 2 ml bez gelu nebo plast s aktivátorem srážení (např. Vacuette červená)
<i>Stabilita materiálu:</i>	při odběru nutná asistence laborantky, vzorek ihned do laboratoře! (nutno zabránit poklesu teploty vzorku)
<i>Dostupnost:</i>	denně, kromě úterý (jen po předchozí domluvě)
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ne
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ne
<i>Parametry:</i>	Reakce erytrocytů pacienta (CHLA), reakce s diagnostickými erytrocyty 0(Rh)neg (ery0).
<i>Referenční meze:</i>	neg, poz fyziologické hodnoty do titru 1:64 pozitivní od titru 1:128 <i>V poznámce u výsledku je uveden titr, při kterém jsou chladové protilátky ještě schopné reakce se standardními erytrocyty při 4°C</i>

Identifikace erytrocytárních protilátek

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Předtransfuzní vyšetření, vyšetření při komplikacích transfuzní léčby a vyšetření u těhotných při pozitivním screeningu nepravidelných protilátek
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá krev i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo K ₂ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 h, jako součást předtransfuzního vyšetření se zpracovává ihned.
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ne
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	určení typu erytrocytární protilátky (tzn. určení, proti kterému antigen je protilátka namířena). Vyšetření navazuje na průkaz pozitivního screeningu nepravidelných protilátek
<i>Referenční meze:</i>	u každé erytrocytární protilátky a pozitivních výsledků jiného původu je vyhodnocen klinický význam

Krevní obraz

<i>Laboratoř:</i>	Morfologie krve
<i>Indikace:</i>	Základní vyšetření (sledování počtu a parametrů krevních elementů a jejich změn)
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml, plast s K ₂ EDTA nebo K ₃ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 5 h
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ano
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Leukocyty (WBC), Erytrocyty (RBC), Hemoglobin (HGB), Hematokrit (HCT), Střední objem erytrocytu (MCV), Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC), Středního obsah hemoglobinu v erytrocytu (MCH), Šíře distribuční křivky erytrocytů (RDW), Trombocyty (PLT), Středního objem trombocytů (MPV)
<i>Referenční meze:</i>	

<i>Počet leukocytů (WBC)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	Při narození		9,0 – 30,0	10 ⁹ /l
M,F	12 hodin		13,0 – 38,0	10 ⁹ /l
M,F	24 hodin		9,4 – 34,0	10 ⁹ /l
M,F	2D	1T	5,0 – 21,0	10 ⁹ /l
M,F	1T	2T	5,0 – 20,0	10 ⁹ /l
M,F	2T	6M	5,0 – 19,5	10 ⁹ /l
M,F	6M	2R	6,0 – 17,5	10 ⁹ /l
M,F	2R	4R	5,5 – 17,0	10 ⁹ /l
M,F	4R	6R	5,0 – 15,5	10 ⁹ /l
M,F	6R	8R	4,5 – 14,5	10 ⁹ /l
M,F	8R	15R	4,5 – 13,5	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	4,0 - 10,0	10 ⁹ /l

<i>Počet erytrocytů (RBC)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	4,00 – 6,60	10 ¹² /l
M,F	4D	2T	3,90 – 6,30	10 ¹² /l
M,F	2T	1M	3,60 – 6,20	10 ¹² /l
M,F	1M	2M	3,00 – 5,00	10 ¹² /l
M,F	2M	3M	2,70 – 4,90	10 ¹² /l
M,F	3M	6M	3,10 – 4,50	10 ¹² /l
M,F	6M	2R	3,70 – 5,30	10 ¹² /l
M,F	2R	6R	3,90 – 5,30	10 ¹² /l
M,F	6R	12R	4,00 – 5,20	10 ¹² /l
F	12R	15R	4,10 – 5,10	10 ¹² /l
M	12R	15R	4,50 – 5,30	10 ¹² /l
F	15R	150R	3,80 – 5,20	10 ¹² /l
M	15R	150R	4,00 – 5,80	10 ¹² /l

<i>Koncentrace hemoglobinu (HGB)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	145 – 225	g/l
M,F	4D	2T	135 – 215	g/l
M,F	2T	1M	125 – 205	g/l
M,F	1M	2M	100 – 180	g/l
M,F	2M	3M	90 – 140	g/l
M,F	3M	6M	95 – 135	g/l
M,F	6M	2R	105 – 135	g/l
M,F	2R	6R	115 – 135	g/l
M,F	6R	12R	115 – 155	g/l
F	12R	15R	120 – 160	g/l
M	12R	15R	130 – 160	g/l
F	15R	150R	120 – 160	g/l
M	15R	150R	135 - 175	g/l

<i>Hematokrit (HCT)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	0,45 – 0,67	-
M,F	4D	2T	0,42 – 0,66	-
M,F	2T	1M	0,39 – 0,63	-
M,F	1M	2M	0,31 – 0,55	-
M,F	2M	3M	0,28 – 0,42	-
M,F	3M	6M	0,29 – 0,41	-
M,F	6M	2R	0,33 – 0,39	-
M,F	2R	6R	0,34 – 0,40	-
M,F	6R	12R	0,35 – 0,45	-
F	12R	15R	0,36 – 0,46	-
M	12R	15R	0,37 – 0,49	-
F	15R	150R	0,35 – 0,47	-
M	15R	150R	0,40 – 0,50	-

<i>Sřední objem erytrocytu (MCV)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	95,0 – 121,0	fl
M,F	4D	2T	88,0 – 126,0	fl
M,F	2T	1M	86,0 – 124,0	fl
M,F	1M	2M	85,0 – 123,0	fl
M,F	2M	3M	77,0 – 115,0	fl
M,F	3M	6M	74,0 – 108,0	fl
M,F	6M	2R	70,0 – 86,0	fl
M,F	2R	6R	75,0 – 87,0	fl
M,F	6R	12R	77,0 – 95,0	fl
F	12R	15R	78,0 – 102,0	fl
M	12R	15R	78,0 – 98,0	fl
M,F	15R	150R	82,0 – 98,0	fl

<i>Sřední obsah hemoglobinu v erytrocytu (MCH)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	31,0 – 37,0	pg
M,F	4D	2M	28,0 – 40,0	pg
M,F	2M	3M	26,0 – 34,0	pg
M,F	3M	6M	25,0 – 35,0	pg
M,F	6M	2R	23,0 – 31,0	pg
M,F	2R	6R	24,0 – 30,0	pg
M,F	6R	12R	25,0 – 33,0	pg
M,F	12R	15R	25,0 – 35,0	pg
M,F	15R	150R	28,0 – 34,0	pg

<i>Sřední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu (MCHC)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	290 – 370	g/l
M,F	4D	1M	280 – 380	g/l
M,F	1M	3M	290 – 370	g/l
M,F	3M	2R	300 – 360	g/l
M,F	2R	15R	310 – 370	g/l
M,F	15R	150R	320 – 360	g/l

<i>Histogram distribuce erytrocytů podle CV (RDW)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	15R	11,5 – 14,5	%
M,F	15R	150R	10,0 – 15,2	%

<i>Počet trombocytů (PLT)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	15R	150 - 450	10 ⁹ /l
M,F	15R	150R	150 - 400	10 ⁹ /l

<i>Sřední objem krevní destičky (MPV)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	15R	150R	7,8 – 11,0	fl

Krevní skupina, Krevní skupina novorozence

Laboratoř:

Imunohematologická

Indikace:

Součást předtransfuzního vyšetření, vyšetření v těhotenství a v souvislosti s porodem, vyšetření po porodu u novorozence

Biologický materiál:

srážlivá i nesrážlivá krev, příp. pupečnicková krev

Odběrový systém:

2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K₃EDTA nebo K₂EDTA (např. Vacutette **fiarová**) – u novorozence alespoň 1-2 ml krve

<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 h, jako součást předtransfuzního vyšetření se zpracovává ihned
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Krevní skupina (KS), Krevní skupina novorozence (KSNOV)
<i>Referenční meze:</i>	-

Krvácivost podle Duka

<i>Laboratoř:</i>	Hemokoagulační
<i>Biologický materiál:</i>	!Nutná přítomnost pacienta - u hospitalizovaných pacientů po telefonické domluvě!
<i>Odběrový systém:</i>	-
<i>Stabilita materiálu:</i>	-
<i>Dostupnost:</i>	Denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ne
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ne
<i>Parametry:</i>	Doba krvácivosti metodou dle Duka (KRV)
<i>Referenční meze:</i>	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	Od	do		
M, F	0D	150R	2,0 – 5,0	min

Protein C

<i>Laboratoř:</i>	Hemokoagulační
<i>Indikace:</i>	Diagnostika vrozených nebo získaných poruch proteinu C, které jsou rizikovým faktorem žilních trombóz
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	3x zkumavka 2 ml nebo 2x zkumavka 4 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 4 h
<i>Dostupnost:</i>	1x (příp. 2x) měsíčně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ne
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	pouze příjem materiálu
<i>Parametry:</i>	Aktivita proteinu C (PROTC)

Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1D	25 – 45	%
M,F	1D	1M	30 – 55	%
M,F	1M	6M	35 – 112	%
M,F	6M	1R	40 – 112	%
M,F	1R	6R	50 – 125	%
M,F	6R	11R	60 – 125	%
M,F	11R	16R	65 – 120	%
M,F	16R	150R	70 – 130	%

Toto vyšetření patří do souboru trombofilních markerů (faktor VIII, protein C, protein S, APC rezistence). K souboru trombofilních markerů je doporučeno dovyšetřit koagulační screening (PT, APTT, FIB, ATIII, TT, DDI).

Protein S

Laboratoř:	Hemokoagulační
Indikace:	Diagnostika vrozených nebo získaných poruch proteinu S, které jsou rizikovým faktorem žilních trombóz
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	3x zkumavka 2 ml nebo 2x zkumavka 4 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost:	1x (příp. 2x) měsíčně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ne
- CITO:	ne
Pohotovost:	pouze příjem materiálu
Parametry:	Aktivita proteinu S (PS)
Referenční meze:	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1D	25 – 50	%
M,F	1D	1M	35 – 65	%
M,F	1M	6R	55 – 120	%
M,F	6R	11R	45 – 115	%
M,F	11R	16R	50 – 110	%
M,F	16R	18R	65 – 140	%
F	18R	150R	50 – 140	%
F grav.	18R	150R	35 – 140	%
M	18R	150R	65 – 140	%

Přímý antiglobulinový test

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Komplikace transfuzní léčby, podezření na imunní hemolytické anémie, hemolytické onemocnění novorozence
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo K ₂ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24h, v ojedinělých případech ihned (př. náběr za tepla, nutná přítomnost laboranta HTO)
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Přímý antiglobulinový test (PAT)
<i>Referenční meze:</i>	neg, poz

Protrombinový test (Quick)

<i>Laboratoř:</i>	Hemokoagulační
<i>Indikace:</i>	Poruchy srážlivosti krve, DIC, nedostatek vitamínu K, onemocnění jater, monitorování léčby antagonisty vitamínu K
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette modrá)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 6 h
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ano
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Protrombinový čas (QP), Normál protrombinového času (QN), Poměr (ratio) protrombinového času (QR), Mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
<i>Referenční meze:</i>	

u pacientů neléčených dikumaríny se hodnotí Ratio

u pacientů léčených dikumaríny se hodnotí INR (léčebné rozmezí 2,0 – 4,0)

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	1M	0,80 – 1,50	-
M,F	1M	6M	0,80 – 1,40	-
M,F	6M	16R	0,80 – 1,20	-
M,F	16R	150R	0,80 – 1,20	-

Retikulycyty

Laboratoř:	Morfologie krve
Indikace:	Posouzení erythropoetické aktivity kostní dřeně, sledování léčby perniciózní anémie
Biologický materiál:	nesrážlivá krev
Odběrový systém:	1x zkumavka 2 ml, plast s K ₂ EDTA nebo K ₃ EDTA (např. Vacutette fialová)
Stabilita materiálu:	nutno zpracovat do 5 h
Dostupnost:	denně
Zvláštní režim:	
- STATIM:	ano
- CITO:	ano
Pohotovost:	dle domluvy
Parametry:	Relativní počet retikulycytů (RETI), Absolutní počet retikulycytů (RETI abs.), Hemoglobin v retikulycytech (RET-He), Mladá populace retikulycytů (IRF), Nejmladší populace retikulycytů (HFR), Středně vyzrálá populace retikulycytů (MFR)
Referenční meze:	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	0,0347 – 0,0540	-
M,F	4D	1M	0,0106 – 0,0237	-
M,F	1M	2M	0,0212 – 0,0347	-
M,F	2M	6M	0,0155 – 0,0270	-
M,F	6M	2R	0,0099 – 0,0182	-
M,F	2R	6R	0,0082 – 0,0145	-
M,F	6R	12R	0,0098 – 0,0194	-
M,F	12R	15R	0,0090 – 0,0149	-
M,F	15R	150R	0,0050 – 0,0250	-

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	3D	0,148 – 0,216	10 ¹² /l
M,F	4D	1M	0,051 – 0,110	10 ¹² /l
M,F	1M	2M	0,052 – 0,078	10 ¹² /l
M,F	2M	6M	0,048 – 0,088	10 ¹² /l
M,F	6M	2R	0,044 – 0,111	10 ¹² /l
M,F	2R	6R	0,036 – 0,068	10 ¹² /l
M,F	6R	12R	0,042 – 0,070	10 ¹² /l
M,F	12R	15R	0,042 – 0,065	10 ¹² /l
M,F	15R	150R	0,025 – 0,100	10 ¹² /l

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0R	150R	28 - 36	pg

Nejmladší populace retikulocytů (HFR)

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
F	0R	150R	0 – 2,4	%
M	0R	150R	0 – 2,0	%

Středně vyzrálá populace retikulocytů (MFR)

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
F	0R	150R	1,8 – 14,4	%
M	0R	150R	2,4 – 12,5	%

Mladá populace retikulocytů - MFR +HFR (IRF)

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
F	0R	150R	1,8 – 14,4	%
M	0R	150R	2,4 – 12,5	%

Retrakce koagula podle Macfarlanea

<i>Laboratoř:</i>	Hemokoagulační
<i>Indikace:</i>	Orientační test k vyšetření funkce trombocytů
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	speciální graduovaná zkumavka – při odběru nutná asistence laboranta!
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat ihned
<i>Dostupnost:</i>	pouze po předchozím objednání
<i>Zvláštní režim:</i>	
- STATIM:	ne
- CITO:	ne
<i>Pohotovost:</i>	ne

Parametry: Retrakce krevního koagula metodou podle Macfarlanea (RETR)

Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	30 - 50	%

Screening nepravidelných protilátek

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Předtransfuzní vyšetření, vyšetření při komplikacích transfuzní léčby a vyšetření u těhotných
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev

<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo K ₂ EDTA (např. Vacuette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 hodin, ve speciálních případech nutná přítomnost laboranta HTO, pak se zpracovává ihned. Jako součást předtransfuzního vyšetření se zpracovává ihned.
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Nepravidelné protilátky (NP), Enzymatický test (ET), Nepřímý antiglobulinový test (NAT)
<i>Referenční meze:</i>	neg, poz


Schistocyty kvantitativně

<i>Laboratoř:</i>	Morfologie krve
<i>Indikace:</i>	Diagnostika trombotických mikroangiopatií (TTP, HUS, HELLP syndrom, DIC apod)
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml, plast s K ₂ EDTA nebo K ₃ EDTA (např. Vacuette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 5 h
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	dle domluvy
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	dle domluvy
<i>Parametry:</i>	Počet schistocytů v nátěru periferní krve na 1000 erytrocytů (SCHI)
<i>Referenční meze:</i>	

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	< 10	/1000 ery

Syphillis

<i>Laboratoř:</i>	Virologická a poodběrová
<i>Indikace:</i>	Podezření či kontrola na infekci způsobenou bakterií <i>Treponema pallidum</i> - vyšetření transfuzních přípravků, vyšetření u těhotných
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	1x zkumavka 2 ml bez gelu nebo plast s aktivátorem srážení (např. Vacuette červená) nebo 1 x zkumavka 2 ml, plast s K ₂ EDTA nebo K ₃ EDTA (např. Vacuette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat do 24 h

Hematologicko-transfuzní oddělení Karla Čapka 589 397 01 Písek	
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA	Verze: 08 Příloha č. 1

Dostupnost: 1x týdně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ne
 - *CITO:* ne
Pohotovost: pouze příjem materiálu
Parametry: Protilátky proti původci onemocnění *Treponema pallidum* (SYPH).
Referenční meze: **neg < cut-off < react.**
Reaktivní výsledky jsou potvrzovány v Národní referenční laboratoři pro syphilis SZÚ

Titrace erytrocytárních protilátek

Laboratoř: **Imunohematologická**
Indikace: Kvantitativní vyjádření síly protilátek (titr) ke zhodnocení jejich klinického významu (vyšetření se provádí u těhotných žen při zjištění klinicky významné protilátky reagující v nepřímém antiglobulinovém testu)
Biologický materiál: nesrážlivá krev
Odběrový systém: 2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K₃EDTA nebo K₂EDTA (např. Vacutette **fialová**)
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 24 h
Dostupnost: denně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ne
 - *CITO:* ne
Pohotovost: jen příjem materiálu
Parametry: Určení titru protilátky v nepřímém antiglobulinovém testu metodou sloupcové aglutinace.
Referenční meze: **Riziko závažné hemolytické nemoci novorozenců je při titru ≥ 128**

Trombinový čas

Laboratoř: **Hemokoagulační**
Indikace: Sledování fibrinolytické terapie, monitorování poruch tvorby fibrinu nebo při podezření na těžké deficity fibrinogenu
Biologický materiál: nesrážlivá krev
Odběrový systém: 1x zkumavka 2 ml plast s citrátem sodným v poměru 1:9 (např. zkumavka Vacuette **modrá**)
Stabilita materiálu: nutno zpracovat do 4 h
Dostupnost: denně
Zvláštní režim:
 - *STATIM:* ano
 - *CITO:* ano
Pohotovost: ano
Parametry: Trombinový čas (TROMB)

Referenční meze:

Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	14,0 – 23,0	s

Vyšetření erytrocytárních antigenů

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Určení specifického antigenu na erytrocytech v rámci předtransfuzního vyšetření, vyšetření těhotných, při komplikacích transfuzní léčby
<i>Biologický materiál:</i>	nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo K ₂ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	lze vyšetřit u skladovaných erytrocytových přípravků k transfuzi
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- STATIM:	ano
- CITO:	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Jednotlivé erytrocytární antigeny (Kell, C, -c, -E, e, C ^w , Fy ^a , Fy ^b , Jk ^a , Jk ^b , Le ^a , Le ^b , Lu ^a , M, N, S, -s....- paleta vyšetřovaných antigenů může být rozšířena)
	Vyšetření se provádí:
	» jako doplňující vyšetření potvrzující správnost identifikace erytrocytárních protilátek
	» při vyhledávání kompatibilních erytrocytů k transfuzi pro nemocného se známou erytrocytární protilátkou
	» u otce dítěte, pokud těhotná žena má zjištěnou potenciálně klinicky významnou erytrocytární protilátku – k posouzení, s jakou pravděpodobností může dítě příslušný antigen zdědit.
<i>Referenční meze:</i>	u každého antigenu poz., neg.

Vyšetření dialyzátu

<i>Laboratoř:</i>	Morfologie krve
<i>Indikace:</i>	Vyloučení či potvrzení zánětlivých komplikací peritoneální dialýzy
<i>Biologický materiál:</i>	peritoneální dialyzát
<i>Odběrový systém:</i>	plast o objemu 10 ml se žlutým víčkem bez přidaného činidla minimální požadované množství vzorku jsou 2 ml!
<i>Stabilita materiálu:</i>	60 min – ihned po odběru dopravit do laboratoře ke zpracování
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- STATIM:	ano
- CITO:	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano

Parametry: Leukocyty (WBC/PD, $10^9/l$), Erytrocyty (RBC/PD, $10^{12}/l$), Podíl mononukleárů (MN/PD, %) a polymorfonukleárů (PMN/PD, %), Celkový počet buněk (CPB/PD, $1/\mu l$) v peritoneálním dialyzátu na hematologickém analyzátoru

Referenční meze: **Pouze orientační – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření!**

<i>Leukocyty v dialyzátu (WBC/PD)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,000 – 0,005	$10^9/l$

<i>Erytrocyty v dialyzátu (RBC/PD)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,000 – 0,002	$10^{12}/l$

<i>Celkový počet buněk v dialyzátu (CPB/PD)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 5,0	$1/\mu l$

Vyšetření mozkomíšního moku

Laboratoř: **Morfologie krve**

Indikace: Zjištění onemocnění CNS (záněty, krvácení a další)

Biologický materiál: mozkomíšní mok (liquor)

Odběrový systém: sterilní zkumavka, plast s K_3EDTA nebo K_2EDTA (např. Vacutette **fialová**)
minimální požadované množství vzorku jsou 2 ml!

Stabilita materiálu: max. 3 hod - ihned po odběru dopravit do laboratoře ke zpracování, ideálně do 1 hodiny po odběru
Pro výkon lumbální punkce se vyžaduje počet trombocytů vyšší než $80 \times 10^9/l$

Dostupnost: denně

Zvláštní režim:

- *STATIM:* ano
- *CITO:* ne

Pohotovost: ano

Parametry: Leukocyty (WBC/T, $1/\mu l$), Erytrocyty (RBC/T, $1/\mu l$), Podíl mononukleárů (MN/T, %) a polymorfonukleárů (PMN/T, %), Vysoce fluorescenční buňky (HF/T, $1/\mu l$), Celkový počet buněk (CPB/T, $1/\mu l$) v mozkomíšním moku na hematologickém analyzátoru.

Referenční meze: **Pouze orientační – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření!**

<i>Leukocyty v mozkomíšním moku (WBC/T)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 4,0	1/ μ l

<i>Erytrocyty v mozkomíšním moku (RBC/T)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 0,0	1/ μ l

<i>Celkový počet buněk v mozkomíšním moku (CPB/T)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,0 – 4,0	1/ μ l

Vyšetření punktátu

Laboratoř:

Indikace:

Biologický materiál:

Odběrový systém:

Stabilita materiálu:

Dostupnost:

Zvláštní režim:

- STATIM:

- CITO:

Pohotovost:

Parametry:

Referenční meze:

Morfologie krve

Zánětlivá či jiná onemocnění oblasti, z níž byl vzorek získán (kloub, pohrudniční dutina, peritoneální dutina...)

blíže nespecifikovaná tekutina

sterilní zkumavka, plast s K₃EDTA nebo K₂EDTA (např. Vacutette **fialová**)
minimální požadované množství vzorku jsou 2 ml!

max. 3 hod - ihned po odběru dopravit do laboratoře ke zpracování, ideálně do 1 hodiny po odběru

Optimální je provádět zákrok při hodnotě - Quick R. do 1,2

- APTT R. do 1,2

- PLT více než 50 x10⁹/l

denně

ano

ne

ano

Leukocyty (WBC/P, 10⁹/l), Erytrocyty (RBC/P, 10¹²/l), Podíl mononukleárů (MN/P, %) a polymorfonukleárů (PMN/P, %), Celkový počet buněk (CPB/P, 1/ μ l) v punktátu na hematologickém analyzátoru

Pouze orientační – hodnocení je v kompetenci lékaře ordinujícího dané vyšetření!

<i>Leukocyty v punktátu (WBC/P)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,000 – 0,001	10 ⁹ /l

<i>Erytrocyty v punktátu (RBC/P)</i>				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,000 – 0,001	10 ¹² /l

Celkový počet buněk v punktátu (CPB/P)				
Pohlaví	Věk		Referenční meze	Jednotky
	od	do		
M,F	0D	150R	0,1 – 1,0	1/ μ l

Zkouška kompatibility transfuzních přípravků

<i>Laboratoř:</i>	Imunohematologická
<i>Indikace:</i>	Předtransfuzní vyšetření, komplikace transfuzní léčby
<i>Biologický materiál:</i>	srážlivá i nesrážlivá krev
<i>Odběrový systém:</i>	2-3 zkumavky 2 ml nebo 1 zkumavka s větším objemem, plast s K ₃ EDTA nebo K ₂ EDTA (např. Vacutette fialová)
<i>Stabilita materiálu:</i>	nutno zpracovat ihned, ve speciálních případech nutná přítomnost laboranta HTO
<i>Dostupnost:</i>	denně
<i>Zvláštní režim:</i>	
- <i>STATIM:</i>	ano
- <i>CITO:</i>	ne
<i>Pohotovost:</i>	ano
<i>Parametry:</i>	Nepřímý antiglobulinový test (NAT), Zkouška kompatibility NAT (ZK), Separace séra (SS), v indikovaných případech i enzymatický test (ET)
<i>Referenční meze:</i>	neg, poz