

Používaný odběrový systém na OKB

Barva uzávěru	Typ zkumavky, aditiva	Poznámka	Obrázek	Výrobce (dodavatel)
Zlatá	Aktivátor srážení + gel	Sérum Klinická biochemie		BD - Becton, Dickinson and Company (Schubert)
Červená	Aktivátor srážení bez gelu	Sérum Klinická biochemie		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)
Zelená (světle zelená)	Lithim heparin + gel	Plazma Klinická biochemie (STATIM požadavky)		BD - Becton, Dickinson and Company (Schubert)
Zelená (tmavší zelená)	Lithium heparin bez gelu	Plazma Klinická biochemie Plná krev (Karbonylhemoglobin, methemoglobin)		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)
Fialová	K ₂ EDTA K ₃ EDTA	Plná krev (HbA1C) Plazma (po centrifugaci) - AMON		BD - Becton, Dickinson and Company (Schubert)

Barva uzavěru	Typ zkumavky, aditiva	Poznámka	Obrázek	Výrobce (dodavatel)
Černá	Natrium citrát (poměr: 1 díl aditiva: 4 díly krve)	Sedimentace (FW)		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)
Černá	Natrium citrát 3,8%	Sedimentace (FW)	 	VACUTEST KIMA SRL. ITALY (Schubert)
Šedá	Natrium fluorid + Kalium oxalát	Plazma – analýza glukózy, laktátu		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)
Růžová	FC MIX (směs aditiv Na2EDTA, fluoridu sodného, kyseliny citronové a citrátu sodného)	Plazma – analýza glukózy, laktátu		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)
Bílá	Bez aditiv	Příprava hemolyzátu – stanovení HbA1C Uchování materiálu, transport		Greiner BIO-ONE (DIALAB spol. s.r.o.)

Zpracovala: Mgr. Feitová Stanislava 27. 1. 2026

Změny vyznačeny čarou na levé straně textu.